

VOTRE TAPIS PHYSIOGOM[®]

VÉRITABLE MATELAS ISOLANT pour vos chevaux (Brevet Fautras[®])


- > *La face supérieure avec ses gouttières inclinées, permet d'évacuer l'urine immédiatement.*
- > *La face inférieure joue un rôle d'amortisseur, supérieur aux litières traditionnelles.*

ISOLANT-SÉCURITÉ
SANTÉ-PHYSIOLOGIE
HYGIÈNE-ENTRETIEN



FAUTRAS TUCES

INNOVATEUR ÉQUESTRE



Jean-Luc Fautras, après plusieurs générations dans l'équitation et de nombreuses inventions brevetées en matière de transport, a pensé au bien-être des chevaux dans leurs boxes.

ISOLANT - SÉCURITÉ

- > Le tapis Physiogom® offre une isolation importante grâce à son épaisseur de 8 cm.
- > Ce sol anti-dérapant permet aux chevaux de se relever sans effort.


SANTÉ - PHYSIOLOGIE

La suppression de la litière :

- 1- élimine les poussières qui peuvent provoquer des troubles respiratoires.
- 2- évite l'absorption de substances nocives.
- 3- évacue l'urine immédiatement et préserve ainsi les fourchettes.

Le tapis Physiogom®, avec ses galbes et ses rainures sur sa face supérieure, favorise un léger mouvement du sabot, stimulant ainsi le principe de proprioception (améliorant ainsi la vascularisation et le drainage des membres).





HYGIÈNE - ENTRETIEN

- > Une faible quantité de litière suffit pour absorber les urines et les odeurs.
- > Le nettoyage à l'aide d'une raclette, spécialement conçue pour le tapis Physiogom[®], facilite l'entretien quotidien.
- > L'utilisation d'un aspirateur à crottins garantit un nettoyage complet en quelques minutes.



ÉCONOMIE

- > La diminution de la consommation de la litière engendre une économie importante sur les achats, le stockage et la main d'œuvre.
- > La consommation de litière, baissant de 80 à 90 %, diminue la fréquence d'évacuation de la fumière (par 5).




INSTALLATION


- > Le tapis Physiogom® est conçu de bandes d'une largeur de 0,50 m x 2.80 m qui se fixent les unes aux autres par un système d'emboîtement. Ses bandes sont faciles à installer dans tous types de box. **Poids : 65 Kg**

MATÉRIAUX - CONCEPTION


- > Le mélange de granulés de caoutchouc et d'une résine spécifique, compressé à chaud dans des moules inox à 500 tonnes, confère au tapis Physiogom® une grande résistance, tout en conservant la souplesse nécessaire.



Tapis - Vue de dessous
Sa forme évidée joue un rôle d'amortisseur.



Tapis - Vue de dessus
Mode d'emboîtement



FAUSTRASTUCES

INNOVATEUR ÉQUESTRE

Demander notre brochure sur les autres produits inventés et brevetés par Jean-Luc FAUTRAS
Voir liens et produits conseillés par Jean-Luc FAUTRAS

EURL FAULOCAM
Fonpra - 47120 ST SERNIN
Tél. : 00 33 (0)5 53 93 71 60
Port. : 00 33 (0)6 86 16 25 10
Email : contact@faustrastuces.com
Site internet : www.faustrastuces.com

Autres produits FAUSTRASTUCES®

